



I. Preparazione / riempimento NBSS

Set	Serbatoio	SWAN Switch
<p>1 Riempire il set di misurazione della pressione.</p>	<p>2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.</p>	<p>3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria lo SWAN Switch.</p>
		<p>4 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.</p>

II. Prelievo di sangue NBSS

Il est recommandé d'utiliser pour cela des systèmes Luer-Lock verrouillables. Si l'on emploie des systèmes Luer-Slip, veiller à les brancher avec beaucoup de précaution sur la sortie latérale en effectuant une rotation de 90°.

- 1 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
- 2 Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.
- 3 Collegare saldamente il contenitore di raccolta.
- 4 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.
- 5 Prelevare il campione di sangue.
- 6 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.
- 7 Scollegare il contenitore di raccolta.
- 8 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!

III. Reinfusione e lavaggio

- 1 Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.
- 2 Lavare il sistema NBSS.
- 3 Disinfettare il punto di prelievo.
- 4 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
- 5 Lavare il sistema NBSS.
- 6 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.
- 7 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.