



I. Preparazione / riempimento NBSS^{XL}

Set	Serbatoio	SWAN Switch
		
		
1 Riempire il set di misurazione della pressione.	2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.	3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria lo SWAN Switch.
		4 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.

II. Prelievo di sangue NBSS^{XL}

* Per l'impiego sono consigliati sistemi **Luer-Lock bloccanti**. In caso di utilizzo di sistemi **Luer-Slip**, è necessario assicurarsi che questi siano collegati con molta attenzione e con una **rotazione di 90°** sull'uscita laterale.

- Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!
- Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
- Chiudere il rubinetto a 1 via.
- Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.
- Collegare saldamente il contenitore di raccolta.*
- Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.*
- Prelevare il campione di sangue.*
- Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.*
- Scollare il contenitore di raccolta.*

III. Reinfusione e lavaggio

- Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.
- Aprire il rubinetto a 1 via.
- Disinfettare il punto di prelievo.
- Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
- Lavare il sistema NBSS^{XL}.
- Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.
- Aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.
- Controllo visivo: Lavare fino a rimuovere tutti i residui di sangue.
- Lavare il sistema NBSS^{XL}.
- Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.

! ! Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.