



I. Vorbereitung / Befüllung CLC

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Druckmess-Set befüllen.	2 4-Wege-Hahn in Spül-Stellung bringen.	3 4-Wege-Hahn vollständig befüllen.	4 Neue unbelüftete Endkappe/ Kombikappe aufschrauben.	5 4-Wege-Hahn in Druckmess-Stellung bringen.	6 Druckmess-Set vollständig befüllen.

II. Blutentnahme CLC

				
1 Endkappe/Kombikappe entfernen und entsorgen.	2 Entnahmebehälter fest konnektieren.	3 4-Wege-Hahn in Entnahme-Stellung bringen.	4 Aufziehen des Mischbluts.	5 4-Wege-Hahn in 45°-Stellung bringen.
				
6 Entnahmebehälter dekonnektieren und entsorgen.	7 Neuen Entnahmebehälter fest konnektieren.	8 4-Wege-Hahn in Entnahme-Stellung bringen.	9 Aufziehen der Blutprobe.	10 4-Wege-Hahn in 45°-Stellung bringen.
				
11 Entnahmebehälter mit Reinblut dekonnektieren.	12 4-Wege-Hahn in Spül-Stellung bringen.			

III. Spülen

				
1 Spülen bis Blutreste aus dem 4-Wege-Hahn entfernt sind.	2 Neue unbelüftete Endkappe/ Kombikappe aufschrauben.	3 4-Wege-Hahn in Druckmess-Stellung bringen.	4 Druckmess-Set spülen.	5 Kontrolle: Druckmessung & Anzeige am Monitor prüfen.



Dieser Quick Guide informiert Sie über die wichtigsten Handlungsschritte und ersetzt nicht das Beachten der Gebrauchsanweisung. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Informationen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die Hinweise in den Handlungsschritten beziehen sich auf das zugehörige Kapitel und die jeweiligen Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachten/-befolgen bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken für den Patienten, Anwender und Dritte. Beachten Sie die Hygienerichtlinien Ihrer Einrichtung.