

en **Symbols** - Explanation of symbols

de **Symbole** - Symbolerklärung

cs **Simboly** - Vysvětlení symbolů

da **Symboler** - Symbolforklaring

es **Símbolos** - Explicación de los símbolos

fr **Symboles** - Explication des symboles

it **Simboli** - Spiegazione dei simboli

nl **Symbolen** - Uitleg van de symbolen

no **Symboler** - Forklaring av symboler

pl **Symbole** - objaśnienia symboli

pt **Símbolos** - Explicação dos símbolos

sk **Symboly** - Vysvetlenie symbolov

sv **Symboler** - Förklaring av symboler



P Pressure

(en) Compatible for use under pressure and gravity - according to EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(de)** Geeignet für die Verwendung unter Druck und Schwerkraft - gemäß EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(cs)** Kompatibilní pro tlakové a gravitační použití - podle norem EN ISO 1135 a EN ISO 8536 **(da)** Kompatibel til anvendelse under tryk og tyngdekraft, i henhold til EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(es)** Compatible para el uso con infusión bajo presión e infusión por gravedad, conforme a EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(fr)** Utilisation par gravité et sous pression, selon la norme EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(it)** Compatibile per l'uso sotto pressione e gravità, in conformità alla EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(nl)** Geschikt zowel voor gebruik onder druk als met zwaarte kracht, conform EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(no)** Kompatible for bruk ved trykk og gravitasjon iht. EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(pl)** Wyrób przeznaczony do zastosowań ciśnieniowych i grawitacyjnych - zg. z EN ISO 1135 oraz EN ISO 8536 **(pt)** Compatível para uso sob pressão e gravidade, de acordo com EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(sk)** Kompatibilné pre tlakové a gravitačné aplikácie - podľa noriem EN ISO 1135 a EN ISO 8536 **(sv)** Kompatibel för användning under tryck samt för gravitation, enligt EN ISO 1135 & EN ISO 8536

G Gravity

(en) Compatible for use under gravity only - according to EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(de)** Geeignet nur für die Verwendung unter Schwerkraft - gemäß EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(cs)** Kompatibilní pouze pro gravitační použití - podle norem EN ISO 1135 a EN ISO 8536 **(da)** Kompatibel kun til anvendelse med tyngdekraft, i henhold til EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(es)** Compatible sólo para el uso con infusión por gravedad, conforme a EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(fr)** Utilisation par gravité uniquement, selon la norme EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(it)** Compatibile solo per gravità, in conformità alla EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(nl)** Alleen geschikt voor gebruik met zwaarte kracht, conform EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(no)** Kompatible for bruk ved gravitasjon - iht. EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(pl)** Wyrób przeznaczony wyłącznie do zastosowań grawitacyjnych - zg. z EN ISO 1135 oraz EN ISO 8536 **(pt)** Compatível para uso apenas por gravidade, de acordo com EN ISO 1135 & EN ISO 8536 **(sk)** Kompatibilné len pre gravitačné aplikácie - podľa noriem EN ISO 1135 a EN ISO 8536 **(sv)** Kompatibel för användning endast vid gravitations infusion, enligt EN ISO 1135 & EN ISO 8536

MD

EN ISO 15223

(en) Medical device - Indicates the item is a medical device. **(de)** Medizinprodukt - zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Medizinprodukt handelt. **(cs)** Zdravotnický prostředek - Označuje, že výrobek je zdravotnický prostředek. **(da)** Medicinsk udstyr - Angiver, at enheden er medicinsk udstyr. **(es)** Producto sanitario - Indica que el artículo es un producto sanitario. **(fr)** Dispositif médical - Indique que l'élément est un dispositif médical. **(it)** Dispositivo medico - Indica che l'oggetto è un dispositivo medico. **(nl)** Medisch hulpmiddel - Geeft aan dat dit item een medisch hulpmiddel is. **(no)** Medisinsk utstyr - Indikerer at produktet er medisinsk utstyr. **(pl)** Wyrób medyczny - Wskazuje, że produkt jest wyrobem medycznym. **(pt)** Dispositivo médico - Indica que o artigo é um dispositivo médico. **(sk)** Zdravotnícka pomôcka - Označuje, že výrobok je zdravotnícka pomôcka. **(sv)** Medicinteknisk produkt - Indikerar att artikeln är en medicinteknisk produkt.

REF

EN ISO 15223

(en) Catalogue number - Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified. **(de)** Katalognummer - zeigt die Katalognummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann. **(cs)** Katalogové číslo - Označuje katalogové číslo podle výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat. **(da)** Katalognummer - Angiver producentens katalognummer, så det medicinske produkt kan identificeres. **(es)** Número de referencia - Indica el número de catálogo del fabricante, necesario para identificar el producto médico. **(fr)** Référence du catalogue - Indique le numéro de catalogue du fabricant, afin de pouvoir identifier le dispositif médical. **(it)** Numero di catalogo - Indica il numero di catalogo del produttore rendendo identificabile il dispositivo medico. **(nl)** Artikelnummer - Geeft het artikelnummer van de fabrikant aan, zodat het medische product kan worden geïdentificeerd. **(no)** Katalognummer - Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres. **(pl)** Numer katalogowy - Wskazuje numer katalogowy nadany przez wytwórcę, tak że można zidentyfikować wyrób medyczny. **(pt)** Número de catálogo - Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado. **(sk)** Katalógové číslo - Uvádza katalógové číslo podľa výrobcu na identifikáciu zdravotníckej pomôcky. **(sv)** Katalognummer - Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.

LOT

EN ISO 15223

(en) Batch code - Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. **(de)** Chargenbezeichnung - zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann. **(cs)** Kód dávky - Označuje kód dávky výrobce, aby bylo možné dávku nebo šarži identifikovat. **(da)** Parti-kode - Angiver producentens parti-kode, så partiet kan identificeres. **(es)** Código de lote - Indica el código de lote del fabricante, necesario para identificar el lote. **(fr)** Numéro de lot - Indique le numéro de lot du fabricant, afin de pouvoir identifier le lot. **(it)** Codice lotto - Indica il codice del lotto del produttore rendendolo identificabile. **(nl)** Batchnummer - Geeft het batchnummer van de fabrikant aan, zodat de batch of de partij kan worden geïdentificeerd. **(no)** Batch-code - Angir produsentens batchnummer slik at batchen eller partiet kan identifiseres. **(pl)** Kod partii - Wskazuje kod partii nadany przez wytwórcę, umożliwiającą identyfikację partii lub serii. **(pt)** Código de lote - Indica o código de lote do fabricante para que o lote possa ser identificado. **(sk)** Kód šarže - Uvádza kód šarže výrobcu, aby bolo možné identifikovať šaržu alebo dávku. **(sv)** Batchkod - Anger tillverkarens batchkod så att batchen eller satsen kan identifieras.

UDI

EN ISO 15223

(en) Unique device identifier - Indicates a carrier that contains unique device identifier information. **(de)** Eindeutige Produktidentifizierung - zeigt einen Träger an, der Informationen zu einer eindeutigen Produktidentifizierung (UDI) enthält. **(cs)** Jediněčná identifikace zdravotnického prostředku - Označuje místo, kde jsou uvedeny informace jedinečné identifikace zdravotnického prostředku. **(da)** Unique Device Identifier - Angiver en bærer, der indeholder UDI-information. **(es)** Identificador único del producto - Indica un soporte que contiene información sobre el identificador único del producto. **(fr)** Identifiant unique des dispositifs - Indique un support contenant les informations de l'identifiant unique des dispositifs. **(it)** Identificativo unico del dispositivo (Unique Device Identifier) - Indica un vettore che contiene informazioni sull'identificativo unico del dispositivo. **(nl)** Unieke hulpmiddelidentificatie - Geeft de unieke identificatiecode van het hulpmiddel aan. **(no)** Unik enhetsidentifikator - Indikerer en enhet som inneholder informasjon om den unike enhetsidentifikatoren. **(pl)** Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu - Wskazuje nośnik zawierający informację o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu. **(pt)** Identificação única do dispositivo - Indica um suporte que contém informações relativas a uma identificação única do dispositivo. **(sk)** Jediněčná identifikácia zdravotníckej pomôcky - Označuje miesto, kde sa poskytuje informácie o jedinečnej identifikácii zdravotníckej pomôcky. **(sv)** Unik produktidentifierare - Indikerar ett medium som innehåller information om en unik identifiering av en produkt.

en

ISO 639-1

(en) Language information - (en = English, de = German, cs = Czech, da = Danish, es = Spanish, fr = French, it = Italian, nl = Dutch, no = Norwegian, pl = Polish, pt = Portuguese, sk = Slovakian, sv = Swedish) **(de)** Spracheninformation - (en = Englisch, de = Deutsch, cs = Tschechisch, da = Dänisch, es = Spanisch, fr = Französisch, it = Italienisch, nl = Niederländisch, no = Norwegisch, pl = Polnisch, pt = Portugiesisch, sk = Slowakisch, sv = Schwedisch) **(cs)** Informace o jazyku - (en = angličtina, de = němčina, cs = čeština, da = dánština, es = španělština, fr = francouzština, it = italština, nl = nizozemština, no = norština,

pl = polština, pt = portugalština, sk = slovenština, sv = švédština) (da) Sproginformation - (en = engelsk, de = tysk, cs = tjeckisk, da = dansk, es = spansk, fr = fransk, it = italiensk, nl = hollandsk, no = norsk, pl = polsk, pt = portugisisk, sk = slovakisk, sv = svensk) (es) Indicación del idioma - (en = inglés, de = alemán, cs = checo, da = danés, fr = francés, es = español, it = italiano, nl = neerlandés, no = noruego, pl = polaco, pt = portugués, sk = eslovaco, sv = sueco) (fr) Informations concernant la langue - (en = anglais, de = allemand, cs = tchèque, da = danois, es = espagnol, fr = français, it = italien, nl = néerlandais, no = norvégien, pl = polonais, pt = portugais, sk = slovaque, sv = suédois) (it) Informazioni sulla lingua - (en = inglese, de = tedesco, cs = ceco, da = danese, es = spagnolo, fr = francese, it = italiano, nl = olandese, no = norvegese, pl = polacco, pt = português, sk = slovaco, sv = svedese) (nl) Taalinformatie - (en = Engels, de = Duits, cs = Tsjechisch, da = Deens, es = Spaans, fr = Frans, it = Italiaans, nl = Nederlands, no = Noors, pl = Pools, pt = Portugees, sk = Slowaaks, sv = Zweeds) (no) Språk - (en = engelsk, de = tysk, cs = tsjekkisk, da = dansk, es = spansk, fr = fransk, it = italiensk, nl = nederlandsk, no = norsk, pl = polsk, pt = portugisisk, sk = slovakisk, sv = svensk) (pl) Informacja o języku - (en = angielski, de = niemiecki, cs = czeski, da = duński, es = hiszpański, fr = francuski, it = włoski, nl = niderlandzki, no = norweski, pl = polski, pt = portugalski, sk = słowacki, sv = szwedzki) (pt) Informação sobre o idioma - (en = inglês, de = alemão, cs = checo, da = dinamarquês, es = espanhol, fr = francês, it = italiano, nl = neerlandés, no = norueguês, pl = polaco, pt = português, sk = eslovaco, sv = sueco) (sk) Jazyková informácia - (en = angličtina, de = němčina, cs = čeština, da = dánčina, es = španielčina, fr = francúzština, it = taliančina, nl = holandčina, no = nórcina, pl = polština, pt = portugalčina, sk = slovenčina, sv = švédčina) (sv) Språkinformation - (en = engelska, de = tyska, cs = tjeckiska, da = danska, es = spanska, fr = franska, it = italienska, nl = nederländska, no = norska, pl = polska, pt = portugisiska, sk = slovakiska, sv = svenska)



EN ISO 15223

(en) Manufacturer - Indicates the medical device manufacturer. (de) Hersteller - zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an. (cs) Výrobce - Označuje výrobce zdravotnického prostředku. (da) Producent - Angiver den medicinske producent. (es) Fabricante - Indica el fabricante del producto médico. (fr) Fabricant - Indique le fabricant du dispositif médical. (it) Produttore - Identifica il produttore del dispositivo medico. (nl) Fabrikant - Geeft de fabrikant van het medische product aan. (no) Produsent - Angir produsenten av det medisinske utstyret. (pl) Wytwórca - Wskazuje wytwórcę wyrobu medycznego. (pt) Fabricante - Indica o fabricante de dispositivos médicos. (sk) Výrobca - Uvádza výrobcu zdravotníckej pomôcky. (sv) Tillverkare - Anger tillverkaren av den medicinska enheten.



EN ISO 15223

(en) Date of manufacture - Indicates the date when the medical device was manufactured. (de) Herstellungsdatum - zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. (cs) Datum výroby - Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben. (da) Produktionsdato - Angiver datoen, hvor det medicinske produkt blev produceret. (es) Fecha de fabricación - Indica la fecha en la que el producto médico ha sido fabricado. (fr) Date de fabrication - Indique la date de fabrication du dispositif médical. (it) Data di produzione - Indica la data di fabbricazione del dispositivo medico. (nl) Productiedatum - Geeft de datum aan waarop het medische product is geproduceerd. (no) Produksjonsdato - Angir datoen da det medisinske utstyret ble produsert. (pl) Data produkcji - Wskazuje datę wyprodukowania wyrobu medycznego. (pt) Data de fabric - Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado. (sk) Dátum výroby - Uvádza sa dátum výroby zdravotníckej pomôcky. (sv) Tillverkningsdatum - Anger vilket datum den medicinska enheten tillverkades.



EN ISO 15223

(en) Country of manufacture - To identify the country of manufacture of products. (de) Land der Herstellung - zum Ausweis des Landes, in dem das Produkt bzw. die Produkte hergestellt wurde(n). (cs) Země výroby - Pro zjištění země výroby prostředků. (da) Produktionsland - Til identificering af produktets produktionsland. (es) País de fabricación - Permite identificar el país en el que se han fabricado los productos. (fr) Pays de fabrication - Pour identifier le pays de fabrication des produits. (it) Paese di fabbricazione - Per identificare il paese di fabbricazione dei prodotti. (nl) Land van productie - Geeft het land aan waar het product is geproduceerd. (no) Produksjonsland - Identifier landet der produktene er produsert. (pl) Kraj produkcji - Wskazuje kraj, w którym został wyprodukowany wyrób. (pt) País de fabrico - Para identificar o país de fabrico dos produtos. (sk) Krajina výroby - Zistenie krajiny výroby prostriedkov. (sv) Tillverkningsland - Identifierar i vilket land produkterna har tillverkats.



EN ISO 15223

(en) Use-by date - Indicates the date after which the medical device is not to be used. (de) Verwendbar bis - zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. (cs) Použití do data - Označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nemá používat. (da) Udløbsdato - Angiver den dato, hvorefter det medicinske produkt ikke må bruges. (es) No utilizar después de la fecha de caducidad - Indica la fecha después de la cual ya no debe utilizarse el producto médico. (fr) Utiliser jusque - Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé. (it) Data di scadenza - Indica la data oltre la quale il dispositivo medico non deve essere utilizzato. (nl) Houdbaarheidsdatum - Geeft de datum aan waarna het medische product niet meer mag worden gebruikt. (no) Siste forbruksdag - Angir den siste datoen det medisinske utstyret kan tas i bruk. (pl) Użyć do - Wskazuje datę, po której wyrób medyczny nie powinien być używany. (pt) Data de validade - Indica a data após a qual o dispositivo médico não poderá ser usado. (sk) Dátum spotreby - Uvádza datum, po ktorom by sa zdravotnícka pomôcka nemala používať. (sv) Sista förbrukningsdatum - Anger efter vilket datum den medicinska enheten inte längre får användas.

XX|REP

EN ISO 15223

(en) Authorized representative in a country - Indicates the authorized representative in a country. For identification of the authorized representative, the variables "XX" are replaced with the country code according to EN ISO 3166-1. (de) Bevollmächtigter eines Landes - zeigt den Bevollmächtigten eines Landes an. Zur Identifikation des Bevollmächtigten, werden die Variablen „XX“ durch den Ländercode nach EN ISO 3166-1 ersetzt. (cs) Zplnomocněný zástupce v zemi - Označuje zplnomocněného zástupce v určité zemi. Pro identifikaci zplnomocněného zástupce se proměnné „XX“ nahradí kódem země podle normy EN ISO 3166-1. (da) Autoriseret repræsentant i et land - Indikerer den autoriserede repræsentant i et land. For identifikation af den autoriserede repræsentant erstattes variablen („XX“) med landekoden i henhold til EN ISO 3166-1. (es) Representante autorizado en un país - Indica el representante autorizado en un país. Para la identificación del representante autorizado, las variables «XX» se sustituyen por el código del país según EN ISO 3166-1. (fr) Représentant dûment autorisé dans un pays - Indique le représentant dûment autorisé dans un pays. Les variables « XX » sont remplacées par le code national défini dans la norme EN ISO 3166-1 et permettent d'identifier le représentant dûment autorisé d'un pays. (it) Rappresentante autorizzato in un Paese - Indica il rappresentante autorizzato in un Paese. Per l'identificazione del rappresentante autorizzato, le variabili "XX" sono sostituite dal codice del Paese secondo la norma EN ISO 3166-1. (nl) Geautoriseerde vertegenwoordiger in een land - geeft de geautoriseerde vertegenwoordiger in een land aan. Voor identificatie van de geautoriseerde vertegenwoordiger worden de variabelen "XX" vervangen door de landcode volgens EN ISO 3166-1. (no) Autorisert representant i et land - Viser til den autoriserte representanten i et land. For å identifisere den autoriserte representanten erstattes variablene "XX" med landskoden i henhold til EN ISO 3166-1. (pl) Autoryzowany przedstawiciel w kraju - Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela w kraju. Na potrzeby identyfikacji autoryzowanego przedstawiciela zmienne „XX” zastępuje się kodem kraju zgodnie z normą EN ISO 3166-1. (pt) Representante autorizado num país - Indica o representante

autorizado num país. Para identificação do representante autorizado, as variáveis "XX" são substituídas pelo código do país de acordo com a norma EN ISO 3166-1. **[SK]** Autorizovaný zástupca v krajine - Označuje autorizovaného zástupcu v konkrétnej krajine. Na identifikáciu splnomocneného zástupcu sa premenné „XX“ nahradia kódom krajiny podľa normy EN ISO 3166-1. **[SV]** Behörig representant i ett land - Anger behörig representant i ett land. För identifiering av behörig representant ersätts variablerna "XX" med landskoden enligt EN ISO 3166-1.



EN ISO 15223

[en] Distributor - Indicates the entity distributing the medical device into the locale. **[de]** Vertriebspartner - zeigt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt am Ort vertreibt. **[cs]** Distributor - Označuje entitu distribuující zdravotnický prostředek do daného místa. **[da]** Distributør - Angiver den juridiske person, der distribuerer medicinsk udstyr til lokaliteten. **[es]** Distribuidor - Indica la entidad que distribuye el producto sanitario en el lugar. **[fr]** Distributeur - Indique l'entité distributrice du dispositif médical dans le pays. **[it]** Distributore - Indica l'ente distributrice del dispositivo medico nel luogo. **[nl]** Distributeur - Geeft aan welk bedrijf het medische hulpmiddel verspreid in het land van gebruik. **[no]** Distributør - Indikerer distributøren av det medisinske utstyret. **[pl]** Dystrybutor - Wskazuje podmiot dystrybuujący wyrób medyczny na rynku lokalnym. **[pt]** Distribuidor - Indica a entidade que distribui o dispositivo médico no local. **[sk]** Distribútor - Označuje subjekt, ktorý distribuuje zdravotnícku pomôcku na dané miesto. **[sv]** Distributör - Indikerar det företag som distribuerar den medicintekniska produkten på den lokala marknaden.



EN ISO 15223

[en] Importer - Indicates the entity importing the medical device into the locale. **[de]** Importeur - zeigt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt am Ort einführt bzw. eingeführt hat. **[cs]** Dovoze - Označuje entitu dovážející zdravotnický prostředek do daného místa. **[da]** Importør - Angiver den juridiske person, der importerer medicinsk udstyr til lokaliteten. **[es]** Importador - Indica la entidad que importa el producto sanitario en el lugar. **[fr]** Importateur - Indique l'entité importatrice du dispositif médical dans le pays. **[it]** Importatore - Indica l'ente importatore del dispositivo medico nel luogo. **[nl]** Importeur - Geeft aan welk bedrijf het medische hulpmiddel naar het land van gebruik heeft gebracht. **[no]** Importør - Indikerer importøren av det medisinske utstyret. **[pl]** Importer - Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny na rynek lokalny. **[pt]** Importador - Indica a entidade que importa o dispositivo médico no local. **[sk]** Importér - Označuje subjekt, ktorý dováža zdravotnícku pomôcku na miesto. **[sv]** Importör - Indikerar det företag som importerar den medicintekniska produkten till den lokala marknaden.



EN ISO 15223

[en] Single sterile barrier system - Indicates a single sterile barrier system. **[de]** Einfaches-Sterilbarriersystem - zeigt ein Einfaches-Sterilbarriersystem an. **[cs]** Systém jednoduché sterilní bariéry - Označuje systém jednoduché sterilní bariéry. **[da]** Enkelt sterilt barriersystem - Angiver et enkelt sterilt barriersystem. **[es]** Sistema de barrera estéril única - Indica un sistema de barrera estéril única. **[fr]** Système de barrière stérile unique - Indique un système de barrière stérile unique. **[it]** Sistema di barriera sterile singola - Indica un sistema di barriera sterile singola. **[nl]** Systeem met één enkele steriele barrière - Geeft aan dat er een systeem met één enkele steriele barrière is toegepast. **[no]** Enkelt sterilt barriersystem - Indikerer et enkelt sterilt barriersystem. **[pl]** System pojedynczej bariery sterylnej - Wskazuje na obecność pojedynczej bariery sterylnej. **[pt]** Sistema de barreira estéril simples - Indica un sistema de barreira estéril simples. **[sk]** Jednoduchý sterilný bariérový systém - Označuje jednoduchý sterilný bariérový systém. **[sv]** Enkelt sterilbarriärsystem - Indikerar ett enkelt sterilbarriärsystem.



EN ISO 15223

[en] Single sterile barrier system with protective packaging outside - Indicates a single sterile barrier system with protective packaging outside. **[de]** Einfaches-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung - zeigt ein Einfaches-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung an. **[cs]** Systém jednoduché sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem - Označuje systém jednoduché sterilní bariéry s ochranným vnějším obalem. **[da]** Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballage udvendigt - Angiver et enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballage udvendigt. **[es]** Sistema de barrera estéril única con envase protector externo - Indica un sistema de barrera estéril única con envase protector externo. **[fr]** Système de barrière stérile unique avec emballage de protection extérieur - Indique un système de barrière stérile unique avec emballage de protection extérieur. **[it]** Sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo esterno - Indica un sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo esterno. **[nl]** Systeem met één enkele steriele barrière en beschermende verpakking aan de buitenkant - Geeft aan dat er een systeem met één enkele steriele barrière en een beschermende omverpakking is toegepast. **[no]** Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballasje - Indikerer et enkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballasje. **[pl]** System pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym - Wskazuje obecność pojedynczej bariery sterylnej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym. **[pt]** Sistema de barreira estéril simples com embalagem de proteção exterior - Indica un sistema de barreira estéril simples com embalagem de proteção exterior. **[sk]** Jednoduchý sterilný bariérový systém s ochranným vonkajším obalom - Označuje jednoduchý sterilný bariérový systém s ochranným vonkajším obalom. **[sv]** Enkelt sterilbarriärsystem med yttre skyddsförpackning - Indikerar ett enkelt sterilbarriärsystem med yttre skyddsförpackning.

[STERILE] **[EO]**

EN ISO 15223

[en] Sterilized using ethylene oxide - Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide. **[de]** Sterilisiert mit Ethylenoxid - zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Ethylenoxid sterilisiert wurde. **[cs]** Sterilizováno etylenoxidem - Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován pomocí etylenoxidu. **[da]** Steriliseret med ethylenoxid - Angiver et medicinsk produkt, som er steriliseret med ethylenoxid. **[es]** Esterilización por óxido de etileno - Indica que el producto médico ha sido esterilizado con óxido de etileno. **[fr]** Stérilisé par oxyde d'éthylène - Indique qu'un dispositif médical a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène. **[it]** Sterilizzato con ossido di etilene - Indica che il dispositivo medico è stato sterilizzato utilizzando ossido di etilene. **[nl]** Gesteriliseerd met ethyleenoxide - Geeft een medisch hulpmiddel aan dat is gesteriliseerd met ethyleenoxide. **[no]** Steriliseret med etylenoksid - Indikerer medisinsk utstyr som er blitt sterilisert med etylenoksid. **[pl]** Sterylizowany tlenkiem etylenu - Wskazuje wyrób medyczny, który został wysterylizowany tlenkiem etylenu. **[pt]** Esterilizado com óxido de etileno - Indica um dispositivo médico que foi esterilizado com óxido de etileno. **[sk]** Sterilizované etylénoxidom - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná etylénoxidom. **[sv]** Steriliserad med etylenoxid - Anger en medicinsk enhet som har steriliserats med etylenoxid.

[STERILE] **[R]**

EN ISO 15223

[en] Sterilized using irradiation - Indicates a medical device that has been sterilized using irradiation. **[de]** Strahlensterilisiert - zeigt ein Medizinprodukt an, das durch Bestrahlung sterilisiert wurde. **[cs]** Sterilizováno ozařením - Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován ozařením. **[da]** Steriliseret med stråling - Angiver et medicinsk produkt, som er steriliseret med stråling. **[es]** Esterilización por irradiación - Indica que el producto médico ha sido esterilizado con irradiación. **[fr]** Stérilisé par irradiation - Indique qu'un dispositif médical a été stérilisé par irradiation. **[it]** Sterilizzato per irradiazione - Indica che il dispositivo medico è stato sterilizzato mediante irradiazione. **[nl]** Gesteriliseerd met straling - Geeft een medisch hulpmiddel aan dat is gesteriliseerd met straling. **[no]** Steriliseret med stråling - Indikerer medisinsk utstyr som er sterilisert med stråling. **[pl]** Sterylizowany radiacyjnie - Wskazuje wyrób medyczny, który został wysterylizowany radiacyjnie. **[pt]** Esterilizado por irradiação - Indica um dispositivo médico que foi esterilizado por irradiação. **[sk]** Sterilizované žiarením - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná ožarovaním. **[sv]** Steriliserad genom strålning - Anger en medicinsk enhet som har steriliserats genom strålning.



EN ISO 15223

[en] Non-sterile - Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process. **[de]** Unsteril - zeigt ein Medizinprodukt an, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde. **[cs]** Nesterilní - Označuje zdravotnický prostředek, který nebyl podroben sterilizačnímu procesu. **[da]** Non-Sterile - Indikerer en medicinsk enhed, der ikke har været udsat for en sterilisationsproces. **[es]** No esterilizado - Designa un producto médico que no ha sido sometido a un proceso de esterilización. **[fr]** Non stérile - Indique que le dispositif médical n'a pas été stérilisé. **[it]** Non sterile - Indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto al processo di sterilizzazione. **[nl]** Onsteriel - Geeft aan dat dit product niet onderworpen is aan een sterilisatieproces. **[no]** Non-sterile - Indikerer at et medisinsk utstyr ikke er sterilisert. **[pl]** Niesterylny - Wskazuje wyrób medyczny, który nie został poddany procesowi sterylizacji. **[pt]** Não estéril - Refere-se a um dispositivo médico que não tenha sido submetido a um processo de esterilização. **[sk]** Nesterilná - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá neprešla procesom sterilizácie. **[sv]** Ej steril - Indikerar att denna medicintekniska produkt ej blivit steriliserad.



EN ISO 15223

[en] Temperature limit - Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed. **[de]** Temperaturgrenzwerte - zeigt die Temperaturgrenzwerte an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. **[cs]** Omezení teploty - Označuje rozmezí teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. **[da]** Temperaturgrænse - Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske produkt sikkert kan udsættes for. **[es]** Límites de temperatura - Indica el margen de temperatura al cual puede someterse el producto médico sin menoscabo de la seguridad. **[fr]** Limites de température - Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. **[it]** Limite di temperatura - Indica il range di temperatura entro il quale è possibile esporre in sicurezza il dispositivo medico. **[nl]** Toegestaan temperatuurbereik - Geeft het temperatuurbereik aan waaraan het medische product veilig kan worden blootgesteld. **[no]** Temperaturgrense - Angir grensene for hvilke temperaturer det medisinske utstyret kan utsettes for. **[pl]** Dopuszczalna temperatura - Wskazuje zakres temperatury, na którą wyrób medyczny może być bezpiecznie narażony. **[pt]** Limite de temperatura - Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. **[sk]** Teplotný limit - Udáva rozsah teplôt, ktorým môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená. **[sv]** Temperaturgräns - Anger de temperaturer som den medicinska enheten kan utsättas för utan att skadas.



EN ISO 15223

[en] Humidity limitation - Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed. **[de]** Luftfeuchtigkeitsbegrenzung - zeigt den Luftfeuchtigkeitsbereich an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann. **[cs]** Omezení vlhkosti - Označuje rozsah vlhkosti, kterému může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. **[da]** Fugtighedsgrænse - Angiver den fugtighedsgrænse, som det medicinske produkt sikkert kan udsættes for. **[es]** Límites de humedad - Indica el margen de humedad al cual puede someterse el producto médico sin menoscabo de la seguridad. **[fr]** Limites d'humidité - Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité. **[it]** Limite di umidità - Indica il range di umidità entro il quale è possibile esporre in sicurezza il dispositivo medico. **[nl]** Toegestane luchtvochtigheid - Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan, waaraan het medische product veilig kan worden blootgesteld. **[no]** Fuktighetsgrad - Angir graden av fuktighet som det medisinske utstyret kan utsettes for. **[pl]** Ograniczenie wilgotności - Wskazuje zakres wilgotności, na którą wyrób medyczny może być bezpiecznie narażony. **[pt]** Limite de humidade - Indica o limite de humidade à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança. **[sk]** Limit vlhkosti - Udáva rozsah vlhkosti, ktorej môže byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená. **[sv]** Fukt begränsning - Anger den fukthalt som den medicinska enheten kan utsättas för utan att skadas.



EN ISO 15223

[en] Keep away from sunlight - Indicates a medical device that needs protection from light sources. **[de]** Vor Sonnenlicht schützen - zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Lichtquellen geschützt werden muss. **[cs]** Chránit před slunečním zářením - Označuje zdravotnický prostředek, který vyžaduje ochranu před světelnými zdroji. **[da]** Beskyttes mod sollys - Angiver et medicinsk produkt, som skal beskyttes mod lyskilder. **[es]** Mantener alejado de la luz solar - Indica que el producto médico requiere protección contra fuentes de luz. **[fr]** Conserver à l'abri de la lumière du soleil - Indique qu'un dispositif médical doit être conservé à l'abri de sources lumineuses. **[it]** Tenere lontano dalla luce solare - Indica che il dispositivo medico deve essere tenuto lontano da fonti di luce diretta. **[nl]** Niet blootstellen aan direct zonlicht - Geeft aan dat het medische product niet aan direct zonlicht mag worden blootgesteld. **[no]** Holdes unna sollys - Indikerer medisinsk utstyr som må beskyttes mot lys. **[pl]** Trzymać z dala od światła słonecznego - Wskazuje wyrób medyczny, który wymaga ochrony przed źródłami światła. **[pt]** Evitar exposição à luz solar directa - Indica um dispositivo médico que precisa de ser protegido das fontes de luz. **[sk]** Chránit pred slnečným svetlom - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá si vyžaduje ochranu pred zdrojmi svetla. **[sv]** Håll borta från solljus - Anger en medicinsk enhet som måste skyddas från ljuskällor.



EN ISO 15223

[en] Fragile, handle with care - Indicates a medical device that can be broken or damaged if not handled carefully. **[de]** Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben - zeigt ein Medizinprodukt an, das bei unvorsichtiger Behandlung brechen oder beschädigt werden kann. **[cs]** Křehké, zacházet opatrně - Označuje zdravotnický prostředek, který může být neopatrnou manipulací rozbit nebo poškozen. **[da]** Skrøbelig, forsigtig - Angiver et medicinsk produkt, der kan gå i stykker, hvis det ikke behandles forsigtigt. **[es]** Frágil, manipular con cuidado - Indica que el producto médico puede romperse o deteriorarse si no se manipula con cuidado. **[fr]** Fragile, à manipuler avec précaution - Indique qu'un dispositif médical peut être cassé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution. **[it]** Fragile, maneggiare con cura - Indica che, se non maneggiato con attenzione, il dispositivo medico potrebbe rompersi o subire danni. **[nl]** Breekbaar, voorzichtig - Geeft aan dat het medische product kan breken en/of beschadigd raken als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan. **[no]** Skjør innhold, må håndteres med forsiktighet - Indikerer medisinsk utstyr som kan bli ødelagt eller skadet dersom det ikke håndteres med forsiktighet. **[pl]** Kruchy, obchodzić się ostrożnie - Wskazuje wyrób medyczny, który może zostać zepsuty lub uszkodzony, jeżeli nie będzie się z nim ostrożnie obchodzić. **[pt]** Frágil, manusear com cuidado - Indica um dispositivo médico que pode ficar quebrado ou danificado se não for manuseado de forma cuidadosa. **[sk]** Krehká, manipulujte opatrne - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa môže neopatrnou manipuláciou zlomiť alebo poškodiť. **[sv]** Ömtålig, hanteras varsamt - Anger en medicinsk enhet som kan gå sönder eller skadas om den inte hanteras varsamt.



EN ISO 15223

[en] Keep dry - Indicates a medical device that needs to be protected from moisture. **[de]** Trocken aufbewahren - zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. **[cs]** Chránit před vlhkem - Označuje zdravotnický prostředek, který vyžaduje ochranu před vlhkem. **[da]** Opbevares tørt - Indikerer et medicinsk produkt, der skal beskyttes mod fugt. **[es]** Mantener seco - Indica que el producto médico requiere protección contra la humedad. **[fr]** Garder au sec - Indique que le dispositif médical doit être protégé de l'humidité. **[it]** Proteggere dall'umidità - Indica un dispositivo medico che necessita di essere protetto dall'umidità. **[nl]** Bescherm tegen vocht - Geeft aan dat het medische product tegen vocht beschermd dient te worden. **[no]** Beskyttes mot fuktighet - Indikerer medisinsk utstyr som må holdes beskyttet mot fuktighet. **[pl]** Chronić przed wilgocią - Wskazuje wyrób medyczny, który wymaga ochrony przed wilgocią. **[pt]** Manter seco - Proteger da humidade. **[sk]** Chránit pred vlhkosťou - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá vyžaduje ochranu pred vlhkosťou. **[sv]** Håll produkten torr - Produkten måste skyddas mot fukt.



EN ISO 15223

(en) Non-pyrogenic - Indicates a medical device that is non-pyrogenic. **(de)** Pyrogenfrei - zeigt ein Medizinprodukt an, das frei von Pyrogenen ist. **(cs)** Apyrogenní - Označuje zdravotnický prostředek, který je apyrogenní. **(da)** Ikke-pyrogen - Indikerer et medicinsk produkt, som er ikke-pyrogen. **(es)** Apirogénico - Indica que el producto médico no es pirógeno. **(fr)** Apyrogène - Indique qu'un dispositif médical est apyrogène. **(it)** Non pirogenico - Indica un dispositivo medico non pirogenico. **(nl)** Pyrogeenvrij - Geeft aan dat het medische product pyrogeenvrij is. **(no)** Ikke-pyrogen - Indikerer medisinsk utstyr som ikke er pyrogen. **(pl)** Apirogeny - Wskazuje wyrób medyczny, który jest apyrogeny. **(pt)** Não-pirógeno - Indica um dispositivo médico não-pirógeno. **(sk)** Apyrogénny - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je apyrogénna. **(sv)** Pyrogenfri - Anger en medicinsk enhet som är pyrogenfri.



EN ISO 15223

(en) Do not re-use - Indicates a medical device that is intended for one single use only. **(de)** Nicht wiederverwenden - zeigt ein Medizinprodukt an, das nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen ist. **(cs)** Nepoužívat opětovně - Označuje zdravotnický prostředek, který je určen pouze k jednomu použití. **(da)** Må ikke genbruges - Angiver medicinsk udstyr, der udelukkende er beregnet til engangsbrug. **(es)** No reutilizar - Indica un producto sanitario que está previsto para un solo uso. **(fr)** Ne pas réutiliser - Indique qu'un dispositif médical est destiné à un usage unique. **(it)** Non riutilizzare - Indica che il dispositivo medico è monouso. **(nl)** Niet hergebruiken - Duidt een medisch apparaat aan dat uitsluitend is bedoeld voor eenmalig gebruik. **(no)** Må ikke brukes på nytt - indikerer medisinsk utstyr som kun er beregnet for engangsbruk. **(pl)** Nie używać powtórnie - Wskazuje wyrób medyczny przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. **(pt)** Não reutilizar - Indica um dispositivo médico destinado a uma única utilização. **(sk)** Nepoužívať opakovane - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená len na jedno použitie. **(sv)** Får ej återanvändas - Indikerer en medicinteknisk produkt som är avsedd endast för engangsbruk.



EN ISO 15223

(en) Do not resterilize - Indicates a medical device that is not to be resterilized. **(de)** Nicht erneut sterilisieren - zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht erneut sterilisiert werden darf. **(cs)** Neprovádět opětovnou sterilizaci - Označuje zdravotnický prostředek, který nemá být opakovaně sterilizován. **(da)** Må ikke gensteriliseres - Angiver medicinsk udstyr, der ikke må gensteriliseres. **(es)** No esterilizar - Indica que el producto sanitario no debe ser reesterilizado. **(fr)** Ne pas restériliser - Signale un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. **(it)** Non risterilizzare - Indica un dispositivo medico da non risterilizzare. **(nl)** Niet opnieuw steriliseren - Geeft een medisch hulpmiddel aan dat niet opnieuw gesteriliseerd mag worden. **(no)** Må ikke steriliseres på nytt - Indikerer medisinsk utstyr som ikke skal steriliseres på nytt. **(pl)** Nie resterylizować - Wskazuje wyrób medyczny, który nie może być resterylizowany. **(pt)** Não reesterilizar - Indica um dispositivo médico que não deve ser reesterilizado. **(sk)** Opätovne nesterilizovať - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá by sa nemala opätovne sterilizovať. **(sv)** Får inte återsteriliseras - Indikerer en medicinteknisk produkt som inte får återsteriliseras.



EN ISO 15223

(en) Do not use if package is damaged and consult instructions for use - Indicates that a medical device should not be used if the package has been damaged or opened and that the user should consult the instructions for use for additional information. **(de)** Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten - zeigt an, dass das betreffende Medizinprodukt nicht verwendet werden sollte, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde, und dass der Anwender die Gebrauchsanweisung lesen sollte, um zusätzliche Informationen zu erhalten. **(cs)** Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno; čtěte návod k použití - Označuje zdravotnický prostředek, který se nesmí používat, byl-li obal poškozen nebo otevřen a potřebu, aby si uživatel přečetl návod k použití, kde najde další informace. **(da)** Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, se brugsanvisningen - Angiver medicinsk udstyr, som ikke bør anvendes, hvis emballagen er blevet beskadiget eller åbnet, og brugeren bør se i brugsanvisningen for yderligere oplysninger. **(es)** No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso - Indica que el producto sanitario no debe ser utilizado si el envase está dañado o ha sido abierto, y que el usuario debe consultar las instrucciones de uso para obtener información adicional. **(fr)** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation - Signale un dispositif médical qu'il convient de ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé ou ouvert et indique à l'utilisateur qu'il doit consulter les instructions d'utilisation pour de plus amples informations. **(it)** Non utilizzare se l'imballaggio non è integro e consultare le istruzioni per l'uso - Indica un dispositivo medico che non dovrebbe essere utilizzato se l'imballaggio è stato danneggiato o aperto e che l'utilizzatore deve consultare le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni. **(nl)** Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd en gebruiksaanwijzing raadplegen - Geeft aan dat het medische hulpmiddel niet mag worden gebruikt als de verpakking beschadigd of geopend is en dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen voor meer informatie. **(no)** Ikke bruk produktet dersom pakken er skadet, og se brugsanvisningen - Indikerer medisinsk utstyr som ikke skal brukes dersom emballasjen er skadet eller åpnet, og at brukeren må lese brugsanvisningen for bruk for mer informasjon. **(pl)** Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone i Zajrzyj do instrukcji używania - Wskazuje wyrób medyczny, którego zaleca się nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte oraz że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją używania w celu uzyskania dodatkowych informacji. **(pt)** Não use se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de utilização - Indica que o dispositivo médico não deverá ser utilizado se a embalagem tiver sido danificada ou aberta e o utilizador deve consultar as instruções de utilização para informação adicional. **(sk)** Nepoužívať, ak je obal poškodený; prečítajte si návod na použitie - Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá by sa nemala používať, ak bol obal poškodený alebo otvorený, a potrebu, aby si užívateľ prečítal návod na použitie, kde sa nachádzajú ďalšie informácie. **(sv)** Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen - Anger en medicinteknisk produkt som inte får användas om förpackningen har skadats eller öppnats och att användaren ska läsa bruksanvisningen för mer information.



EN ISO 15223

(en) Consult instructions for use or consult electronic instructions for use - Indicates the need for the user to consult the instructions for use. **(de)** Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten - zeigt dem Anwender an, dass es notwendig ist, die Gebrauchsanweisung zu beachten. **(cs)** Projděte si návod k použití nebo elektronický návod k použití - Uvádí, že je nutné, aby si uživatel vyhledal informace v návodu k použití. **(da)** Læs brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning - Indikerer behovet for brugeren til at læse brugsanvisningen. **(es)** Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas - Indica que es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso. **(fr)** Se reporter à la notice d'utilisation ou consulter la notice d'utilisation électronique - Indique à l'utilisateur qu'il doit se reporter à la notice d'utilisation. **(it)** Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettronica - Indica la necessità per l'utilizzatore di consultare le istruzioni per l'uso. **(nl)** Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing - Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen. **(no)** Les bruksanvisningen på papir eller elektronisk - Indikerer at det er nødvendig for brukeren å lese bruksanvisningen. **(pl)** Zjrzij do instrukcji używania lub elektronicznej instrukcji używania - Wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją używania. **(pt)** Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónicas - Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização. **(sk)** Pozrite si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie - Označuje, že užívateľ musí nájsť informácie v návode na použitie. **(sv)** Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen - Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.



EN ISO 15223

(en) Caution - To indicate that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or to indicate that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.

(de) Achtung - zeigt an, dass nahe der Stelle, an der das Symbol angebracht wurde, Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät oder der Steuerung notwendig ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit der Bedienungsperson oder einen Eingriff durch die Bedienungsperson verlangt, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.

(cs) Pozor - Označuje, že je nutná opatrnost při provozu tohoto prostředku nebo ovládacího prvku poblíž místa, kde je umístěn tento symbol, nebo označuje, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo zákrok obsluhy, aby se zabránilo nežádoucím následkům.

(da) Forsigtig - For at angive, at man skal være forsigtig ved anvendelse af enheden eller styringen tæt på det sted, hvor symbolet er placeret, eller for at angive at den aktuelle situation kræver operatørens opmærksomhed eller operatørens handlinger for at undgå uønskede konsekvenser.

(es) Precaución - Indica que es necesario tener precaución cuando se opere el dispositivo o sistema de control cerca de donde está colocado el símbolo, o bien indica que la situación actual requiere que el operador sea consciente de ella o requiere una acción del operador para evitar consecuencias no deseadas.

(fr) Attention - Indique que la prudence s'impose lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité du symbole ou indique que la situation actuelle requiert toute l'attention ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.

(it) Attenzione - Per indicare che è necessario fare attenzione quando si utilizza il dispositivo o il comando vicino al luogo in cui è posizionato il simbolo, o che la situazione attuale richiede la consapevolezza o l'intervento dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate.

(nl) Voorzichtig - Geeft aan dat voorzichtigheid is geboden bij gebruik van het hulpmiddel of de bediening dicht bij de plaats van dit symbool, of dat de gebruiker in de huidige situatie alert moet zijn of moet handelen om ongewenste gevolgen te vermijden.

(no) Forsiktig - indikerer at det må utøves forsiktighet når du bruker enheten eller kontrollen i nærheten av området der symbolet er plassert, eller at den gjeldende situasjonen krever at brukeren er oppmerksom eller at brukeren utfører en handling for å unngå uønskede konsekvenser.

(pl) Ostrzeżenie - Wskazuje, że w pobliżu miejsca, w którym umieszczono symbol należy zachować ostrożność podczas użycia urządzenia lub sterownika lub też, że aktualna sytuacja wymaga ostrożności lub określonego działania operatora celem uniknięcia niepożądanych skutków.

(pt) Cuidado - Para indicar que é necessário ter cuidado ao operar o dispositivo ou controlo perto do local onde o símbolo está colocado, ou para indicar que a situação atual requer a sensibilização ou a ação do operador a fim de evitar consequências indesejáveis.

(sk) Pozor - Označuje, že pri obsluhe tejto pomôcky alebo ovládacího prvku v blízkosti miesta, kde je umiestnený tento symbol, je potrebná opatrnosť, alebo označuje, že aktuálna situácia si vyžaduje pozornosť obsluhy alebo zásah obsluhy, aby sa zabránilo nežiaducim následkom.

(sv) Försiktigt - Anger att försiktighet krävs vid användning av produkten eller styrningen i närheten av denna symbol, eller indikerar att den aktuella situationen kräver operatörens uppmärksamhet eller att operatören vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.

xxx

ISO 7000

(en) Contains or presence of - Indicates the presence of identified product or substance.

(de) Enthält oder Anwesenheit von - zeigt die Anwesenheit von identifizierten Produkten oder Substanzen an.

(cs) Obsahuje nebo přítomnost - Označuje přítomnost určeného výrobku nebo látky.

(da) Indeholder eller tilstedeværelse af - Angiver, at det angivne produkt eller substans forekommer.

(es) Contiene o trazas de - Indica la presencia del producto o la sustancia identificados.

(fr) Contient ou présence de - Indique la présence d'une substance ou d'un produit identifié.

(it) Contiene o presenza di - Indica la presenza di un prodotto o una sostanza identificati.

(nl) Bevat of aanwezigheid van - Geeft de aanwezigheid van het aangeduide product of stof aan.

(no) Inneholder eller forekomst av - Indikerer at identifisert produkt eller substans forekommer.

(pl) Zawiera lub obecny - Wskazuje obecność określonych produktów lub substancji w wyrobie medycznym.

(pt) Contém ou presença de - Indica a presença do produto ou da substância identificada.

(sk) Obsahuje alebo prítomnosť - Označuje prítomnosť uvedeného výrobku alebo látky.

(sv) Innehåller/förekomst av - Anger att en viss produkt eller ett visst ämne förekommer.

ISO 7000/
EN 80416

(en) Does not contain or no presence of - Indicates the no presence of identified product or substance.

(de) Enthält nicht oder keine Anwesenheit von - zeigt die Abwesenheit von identifizierten Produkten oder Substanzen an.

(cs) Neobsahuje nebo nepřítomnost - Označuje nepřítomnost určeného výrobku nebo látky.

(da) Indeholder ikke eller ingen tilstedeværelse af - Angiver, at det angivne produkt eller substans ikke forekommer.

(es) Sin contenido ni trazas de - Indica la ausencia del producto o la sustancia identificados.

(fr) Ne contient pas ou absence de - Indique l'absence d'une substance ou d'un produit identifié.

(it) Non contiene o assenza di - Indica l'assenza di un prodotto o una sostanza identificati.

(nl) Bevat geen of geen aanwezigheid van - Geeft de afwezigheid aan van het aangeduide product of stof.

(no) Inneholder ikke eller ingen forekomst av - Indikerer at identifisert produkt eller substans ikke forekommer.

(pl) Nie zawiera lub nieobecny - Wskazuje nieobecność określonych produktów lub substancji w wyrobie medycznym.

(pt) Não contém ou isento de - Indica a ausência do produto ou da substância identificada.

(sk) Neobsahuje alebo neprítomný - Označuje nepřítomnosť uvedeného výrobku alebo látky.

(sv) Innehåller inte/ingen förekomst av - Anger att en viss produkt eller ett visst ämne inte förekommer.



EN ISO 15223

(en) Contains or presence of natural rubber latex - Indicates the presence of dry natural rubber or natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device.

(de) Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend - zeigt die Anwesenheit von trockenem Naturkautschuk oder Naturkautschuklatex als einem Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.

(cs) Obsah nebo přítomnost latexu z přírodního kaučuku - Označuje přítomnost suchého přírodního kaučuku nebo latexu z přírodního kaučuku jako konstrukčního materiálu zdravotnického prostředku nebo obalu zdravotnického prostředku.

(da) Indhold eller tilstedeværelse af naturlig gummlatex - Angiver tilstedeværelsen af tør naturgummi eller naturlig gummlatex som et materiale i forbindelse med det medicinske udstyr eller emballagen for det medicinske udstyr.

(es) Contenido o presencia de látex de caucho natural - Indica la presencia de caucho natural seco o látex de caucho natural como material de construcción del producto sanitario o del envase de un producto sanitario.

(fr) Contenu en latex de caoutchouc naturel ou présence de celui-ci - Indique la présence de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc naturel sec parmi les matériaux de construction du dispositif médical ou de son emballage.

(it) Contenuto o presenza di lattice di gomma naturale - Indica la presenza di gomma naturale essiccata o di lattice di gomma naturale come uno dei materiali di costruzione del dispositivo medico o dell'imballaggio.

(nl) Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex - Geeft aan dat er droog natuurrubber of natuurrubberlatex aanwezig is als constructiemateriaal in het medische hulpmiddel of de verpakking van een medisch hulpmiddel.

(no) Inneholder naturgummlatex - Indikerer at produktet inneholder tørt naturgummi eller naturgummlatex som konstruksjonsmateriale i det medisinske utstyret eller emballasjen til det medisinske utstyret.

(pl) Zawiera lub obecny jest lateks kauczuku naturalnego - Wskazuje obecność kauczuku naturalnego lub wysuszonego lateksu kauczuku naturalnego, jako materiału konstrukcyjnego w wyrobie medycznym lub opakowaniu wyrobu medycznego.

(pt) Contém ou possui látex de borracha natural - Indica a presença de borracha natural ou látex de borracha natural seca como material de construção do dispositivo médico ou da sua embalagem.

(sk) Obsah alebo prítomnosť latexu z prírodného kaučuku - Označuje prítomnosť suchého prírodného kaučuku alebo latexu z prírodného kaučuku ako konštrukčného materiálu zdravotnickej pomôcky alebo obalu zdravotnickej pomôcky.

(sv) Innehåller eller förekomst av naturgummlatex - Indikerar förekomst av torkt naturgummi eller naturgummlatex som tillverkningsmaterial i den medicintekniska produkten eller i en medicinteknisk produkts förpackning.



EN ISO 15223

(en) Drops per millilitre - Indicates the number of drops per millilitre. (de) Tropfen je Milliliter - zeigt die Anzahl der Tropfen je Milliliter an. (cs) Počet kapek na mililitr - Označuje počet kapek na mililitr. (da) Dråber pr. Milliliter - Angiver antallet af dråber pr. milliliter. (es) Gotas por mililitro - Indica el número de gotas por mililitro. (fr) Gouttes par millilitre - Indique le nombre de gouttes par millilitre. (it) Gocce per millilitre - Indica il numero di gocce per millilitro. (nl) Druppels per milliliter - Geeft het aantal druppels per milliliter aan. (no) Dråper per milliliter - Angir antall dråper per milliliter. (pl) Krople na mililitr - Wskazuje liczbę kropli na mililitr. (pt) Gotas por mililitro - Indica o número de gotas por mililitro. (sk) Počet kvapiek na mililitr - Udáva počet kvapiek na mililitr. (sv) Droppar per milliliter - Anger antalet droppar per milliliter.



EN ISO 15223

(en) Liquid filter with pore size - Indicates an infusion or transfusion system of the medical device that contains a filter of a particular nominal pore size. (de) Flüssigkeitsfilter mit Angabe der Porengröße - zeigt ein Infusions- oder Transfusionsystem des Medizinproduktes an, das einen Filter mit einer bestimmten Nenn-Porenweite enthält. (cs) Filtr kapaliný a velikost pórů - Označuje infuzní nebo transfuzní systém zdravotnického prostředku, který obsahuje filtr s určitou jmenovitou velikostí pórů. (da) Væskesfilter med porestørrelse - Angiver et infusions- eller transfusionsystem i det medicinske produkt, som indeholder et filter med en bestemt nominal porestørrelse. (es) Filtro de líquidos con tamaño de los poros - Indica que el sistema de infusión o transfusión del producto médico contiene un filtro con un tamaño nominal de poros determinado. (fr) Filtre à liquides avec taille des pores - Désigne un système de perfusion ou de transfusion du dispositif médical qui contient un filtre doté d'une taille de pores nominale particulière. (it) Filtro liquido con dimensione pori - Indica un sistema di infusione o trasfusione del dispositivo medico contenente un filtro con determinate dimensioni nominali dei pori. (nl) Vloeistoffilter met poriëngrootte - Geeft aan dat het medische product een vloeistoffilter bevat met een specifieke nominale poriëngrootte. (no) Væskefilter med porestørrelse - Angir et infusions- eller transfusionsystem for det medisinske utstyret som inneholder et filter av en bestemt nominell porestørrelse. (pl) Filtr płynu o wielkości porów - Wskazuje infuzyjny lub transfuzyjny system wyrobu medycznego zawierający filtr o określonej nominalnej wielkości porów. (pt) Filtro de líquidos com tamanho de poros - Indica um sistema de infusão ou de transfusão do dispositivo médico que contém um filtro com um tamanho de poros nominal específico. (sk) Kvapalinový filter a veľkosť pórov - Označuje infúziu alebo transfúziu systém zdravotníckej pomôcky, ktorý obsahuje filter s určitou nominálnou veľkosťou pórov. (sv) Vätskefilter med porstorlek - Anger ett infusions- eller transfusionsystem i den medicinska enheten som innehåller ett filter med en viss nominell porstorlek.



EN ISO 15223

(en) One-way valve - Indicates a medical device with a valve that allows flow in only one direction. (de) Rückschlagventil - zeigt ein Medizinprodukt mit einem Ventil an, das den Durchfluss in nur einer Richtung ermöglicht. (cs) Jednosměrný ventil - Označuje zdravotnický prostředek s ventilem, který umožňuje průtok pouze jedním směrem. (da) Envejs-ventil - Angiver et medicinsk produkt med en ventil, som kun tillader strømning i én retning. (es) Válvula unidireccional - Indica que el producto médico lleva una válvula que permite el flujo en una sola dirección. (fr) Valve antiretour - Désigne un dispositif médical avec une valve qui permet un flux dans un sens uniquement. (it) Valvola unidirezionale - Indica un dispositivo medico dotato di una valvola che consente il flusso in un'unica direzione. (nl) Eénrichtingsklep - Geeft aan dat het medische product een klep bevat die een stroming in slechts één richting toestaat. (no) Enveisventil - Indikerer medisinsk utstyr med en ventil som tillater strømning i bare én retning. (pl) Zawór jednokierunkowy - Wskazuje wyrób medyczny z zaworem, który umożliwia przepływ tylko w jednym kierunku. (pt) Válvula unidireccional - Indica um dispositivo médico com uma válvula que permite o fluxo em apenas um sentido. (sk) Jednosmerný ventil - Označuje zdravotnícku pomôcku s ventilem, ktorý umožňuje prietok len jedným smerom. (sv) Envägsventil - Anger en medicinsk enhet med en ventil med enklirkat flöde.



disconnectable

(en) Disconnectable connections (de) Entknettbare Verbindungen (cs) Odpojitelné spoje (da) Afmonterbare samlinger i sættet (es) Conexiones desconectables en el sistema (fr) Set avec connexions déconnectables (it) Connessioni removibili del set (nl) Loskoppelbare verbindingen in het systeem (no) Avtakbare koblinger i settet (pl) Złączca rozłączalne (pt) Ligações desconectáveis no sistema (sk) Odnímateľné spoje (sv) Frånkopplingsbara anslutningar i setet



ISO 7000

(en) Pump, liquid pump (de) Pumpe, Flüssigkeitspumpe (cs) Pumpa, kapalninová pumpa (da) Afskærpump (es) Bomba, bomba de líquidos (fr) Pompe, pompe à liquide (it) Pompa, pompa per liquido (nl) Pomp, volumetrische pomp (no) Pumpe, væskepumpe (pl) Pompa, pompa płynu (pt) Bomba, bomba de líquidos (sk) Pumpa, kvapalinová pumpa (sv) Pump, vätskepump



OD (mm) ID

(en) Tube dimensions - Indicates the tube dimension of the medical device. OD = Outer tube diameter, ID = Inner tube diameter (referring to the main line) (de) Schlauchabmessungen - zeigt die Schlauchabmessung des Medizinproduktes an. OD = Außendurchmesser des Schlauches, ID = Innendurchmesser des Schlauches (bezogen auf die Hauptlinie) (cs) Rozměry hadičky - Označuje rozměry hadičky zdravotnického prostředku. OD = vnější průměr hadičky, ID = vnitřní průměr hadičky (týká se hlavní linie) (da) Slangedimensioner - Indikerer slangens dimensioner for det medicinske produkt. OD = Ydre rørdiameter, ID = Indre rørdiameter (refererer til hovedlinjen) (es) Dimensiones del tubo - Indica las dimensiones del tubo del dispositivo médico. d.e. = diámetro exterior de la tubo, d.i. = diámetro interior de la tubo (referidos a la vía principal) (fr) Diamètres de la tubulure - Indique les dimensions de la tubulure du dispositif médical. OD = Diamètre extérieur, ID = Diamètre intérieur (référence à la ligne principale) (it) Dimensioni del tubo - Indica le dimensioni del tubo del dispositivo medico. OD = diametro esterno del tubo, ID = diametro interno del tubo (riferito alla tubazione principale) (nl) Slangdimensies - Geeft de slangdiameter aan van het medische product. OD = buitendiameter slang, ID = binnendiameter slang (m.b.t. de hoofdlijn) (no) Slangedimensjoner - Indikerer slangens dimensioner på det medisinske utstyret. OD = spondens ytre diameter, ID = spondens indre diameter (refererer til hovedlinjen) (pl) Rozmiar przewodu - Wskazuje rozmiar przewodu wyrobu medycznego. OD = średnica zewnętrzna przewodu, ID = średnica wewnętrzna przewodu (w odniesieniu do głównej linii przewodów) (pt) Dimensões do tubo - Indica a dimensão do tubo do dispositivo médico. OD = diâmetro externo do tubo, ID = diâmetro interno do tubo (relativo à linha principal) (sk) Rozměry hadičky - Udáva rozmery hadičky zdravotníckej pomôcky. OD = vonkajší priemer hadičky, ID = vnútorný priemer hadičky (vzťahuje sa na hlavné linky). (sv) Slangens dimensioner - Indikerar slangdimensionerna på produkten. OD = ytterdiameter, ID = innerdiameter (avser huvudslangen)



VOL

(en) Filling/storage volume - Tube volume is defined in millilitre per meter with an optional pressure definition. (de) Füll-/Speichervolumen - Schlauchvolumen ist in Milliliter pro Meter angegeben und mit einem optionalen Druck. (cs) Plnicí/úžitný objem - Objem hadičky se uvádí v mililitrech na metr s volitelným tlakem. (da) Fyldnings/lagringsvolumen - Slangevolumen er defineret i milliliter pr. meter med en given trykdefinition. (es) Volumen de llenado/almacenamiento - El tubo volumen se expresa en mililitros por metro con indicación opcional de la presión. (fr) Volume de remplissage/de stockage - Le volume de la tubulure est défini en millilitres par mètre avec définition de la pression en option. (it) Volume di riempimento - Il volume del tubo è espresso in millilitri per metro con indicazione opzionale della pressione. (nl) Vulvolume - Het volume van de slang wordt gedefinieerd in milliliter per meter met een optionele drukdefinitie. (no) Påfyllings-/lagringsvolumen - Volum i slang er oppgitt i milliliter per meter, eventuelt med

informasjon om trykk. **[P]** Pojemność - Pojemność przewodu określona w mililitrach na metr z opcjonalnym podaniem wartości ciśnienia. **[P]** Volume de enchimento/armazenamento - O volume no tubo é definido em mililitros por metro com uma definição opcional de pressão. **[SK]** Plniaci/použivací objem - Objem hadičky sa uvádza v mililitroch na meter s voliteľným tlakom. **[SV]** Fyll/lagringsvolym - Slangens volym anges i milliliter per meter, i vissa fall med en tryckdefinition.

I.V.

[en] For intravenous use only - I.V. = latin: intra "into" and vena "vein". **[de]** Nur für intravenöse Anwendung - I.V. = lateinisch: intra »intro« und vena »vein«. **[cs]** Pouze pro intravenózní použití - I.V. = latinsky: intra „dovnitř“ a vena „žíla“. **[da]** Kun til intravenøs anvendelse - I.V. = latin: intra »ind i« og vena »vene«. **[es]** Solo para uso intravenoso - I.V. = intravenoso/a **[fr]** Pour usage intraveineux uniquement - I.V. = latin: intra «à l'intérieur» et vena «veine». **[it]** Solo per uso intravenoso - I.V. = dal latino, «in vena». **[nl]** Alleen voor intraveneus gebruik - I.V. = Latijn: intra "in" en vena "ader". **[no]** Kun for intravenøst bruk - I.V. = latin: intra «inn i» og vena «vene». **[P]** Wyłącznie do stosowania dożylnego - I.V. = łac.: intra "do wewnątrz", vena "żyła". **[pt]** Apenas para uso intravenoso - I.V. = latim: intra «para dentro» e vena «veia». **[sk]** Len na intravenózne použitie - I.V. = latinsky: intra „vnútri“ a vena „žila“. **[sv]** Endast för intravenöst bruk - I.V. = latin: intra "in i" och vena "ven".

AIR STOP

[en] AirStop - Indicates a medical device with a special AirStop filter membrane. **[de]** AirStop - zeigt ein Medizinprodukt mit spezieller AirStop Filtermembran an. **[cs]** AirStop - Označuje zdravotnický prostředek se speciální filtrační membránou AirStop. **[da]** AirStop - Indikere en medicinsk enhed, med en speciell AirStop filtermembran. **[es]** AirStop - Designa un producto médico con una membrana de filtro especial AirStop. **[fr]** AirStop - Indique que le dispositif médical comporte une membrane spéciale AirStop. **[it]** AirStop - Indica un dispositivo medico con speciale membrana filtrante AirStop. **[nl]** AirStop - Geeft aan dat het product een speciaal AirStop filter in de druppelkamer bevat. **[no]** AirStop - Indikerer at et medisinsk utstyr er utstyrt med en spesiell AirStop filter membran. **[P]** AirStop - Wskazuje wyrób medyczny ze specjalną membraną filtracyjną AirStop. **[pt]** AirStop - Refere-se a um dispositivo médico com um filtro de membrana especial de AirStop. **[sk]** AirStop - Označuje zdravotnícke pomôcky so špeciálnou filtračnou membránou AirStop. **[sv]** AirStop - Indikerar en medicinteknisk produkt med ett speciellt AirStop filter membran.

AIR STOP
max. 100 cm water column

[en] Maximum permissible water column **[de]** Maximal zulässige Wassersäule **[cs]** Maximální přípustný vodní sloupec **[da]** Maksimalt tilladt vandsøjle **[es]** Columna de agua máxima permitida **[fr]** Colonne d'eau maximale autorisée **[it]** Colonna d'acqua massima consentita **[nl]** Maximale waterkolomdruk **[no]** Maks. tillatt vannsøyle **[P]** Maksymalna dopuszczalna wysokość słupa wody **[pt]** Coluna de água máxima permitida **[sk]** Maximálny prípustný vodný stĺpec **[sv]** Maximalt tillåten vattenpelare