



CODAN

Check Valves

Une grande diversité de présentations

The decisive connection



CODAN

Check Valves



Petite, parfaite et sûre

Une technologie d'excellence en miniature

Comme tous les dispositifs CODAN, les valves anti-retour bénéficient de plusieurs décades d'expérience en recherche et développement.


La rigueur et la précision de leur production garantissent la fiabilité et la fonctionnalité des valves anti-retour. La valve s'ouvre automatiquement sous une faible pression d'ouverture. Elle se referme automatiquement par contre-pression ou par absence de débit. La valve reste fiable, même avec des solutions très visqueuses.

Son très faible volume résiduel (0,15 ml) et sa petite taille permettent son intégration dans tous les dispositifs de perfusion.

Les valves anti-retour CODAN peuvent être utilisées quotidiennement dans tous les services d'hospitalisation, en soins intensifs, anesthésie et bloc opératoire.

La sécurité maximale

Les valves anti-retour CODAN : des petits composants d'une extrême importance pour la sécurité des patients. Seule ou intégrée dans les dispositifs CODAN, la valve anti-retour empêche tout reflux, que ce soit le sang du patient ou le mélange des médicaments dans les tubulures.



R-LOCK,
valve anti-retour
avec raccord
Luer-Lock

Valve
anti-retour
en ligne

Connexion avec
2 voies latérales
munies de valves
anti-retour

Site d'injection
avec valve
anti-retour sur
la voie latérale

Connecteur
2 voies
avec valves
anti-retour

Raccord Luer-Lock
mobile avec
valve intégrée

Raccord Luer-Lock
avec valve intégrée

Diversité et précision

Disponible en plusieurs versions

Les valves anti-retour CODAN en conditionnement individuel peuvent être intégrées à un système existant. Elles sont aussi déjà montées sur beaucoup de sets de connexion, prolongateurs et connecteurs CODAN. Ces systèmes sont disponibles sur des tubulures de différents diamètres et sur des connecteurs de 2 à 4 voies.

Connexions facilitées

Lorsque la valve est intégrée dans un set de perfusion CODAN, le branchement est facile et rapide : moins il y a de composants à assembler, plus le montage du set de perfusion est simple et fiable. L'attention particulière apportée aux sites en Y avec valves, garantit la qualité et la sécurité des dispositifs d'administration de cytostatiques.

Une variante appréciée

Les branchements avec raccords Luer-Lock mobiles sont autant appréciés des patients que des équipes soignantes : ils évitent les torsions des tubulures de perfusion.

Les sets de perfusion avec valve anti-retour dans le raccord terminal, sont désormais disponibles dans les versions Luer-Lock standard et Luer-Lock mobile.

CODAN Worldwide

CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

Gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion et de transfusion
- Filtres à perfusion et systèmes de filtration
- Produits pour la néonatalogie et la pédiatrie
- Systèmes de prélèvement, de préparation et d'administration
- CODAN CYTO®
- Produits Chemoprotect®
- Produits pour l'urologie et la gynécologie
- Seringues à usage unique
- Surveillance invasive de la pression sanguine
- Solutions technologiques de perfusion
- Pompes volumétriques et à seringue
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland

CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland

CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland

CODAN II, S.A. · Portugal

CODAN US Corporation · USA

CODAN Inc. · USA

CODAN NORGE AS · Norge

CODAN TRIPLUS AB · Sverige

CODAN Limited · United Kingdom

CODAN FRANCE Sarl · France

CODAN Medical AG · Schweiz

CODAN ARGUS AG · Schweiz

arcomed AG · Schweiz

CODAN BV · Nederland

CODAN s.r.l. · Italia

CODAN Medical GmbH · Österreich

CODAN Medical ApS · Danmark

CODAN DEHA ApS · Danmark

CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

arcomed Pty Ltd · Australia

arcomed Ltd · New Zealand

Notre entreprise satisfait aux réglementations prévues par la directive européenne 93/42/CEE et/ou par le Règlement (UE) 2017/745 et entretient des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO 13485:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE

Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111 · Fax: +49 (0) 43 63 · 5112 14
codan@codan.de

www.codancompanies.com

The decisive connection