



CODAN MicroSpikes



Sichere Zubereitung und  
vollständige Entnahme  
aus kleinen Medikamenten-  
fläschchen



# CODAN MicroSpikes



## Optimierte Handhabung

Möchten Sie die maximalen Dosen bei gleichzeitig einfacher Handhabung aus dem Medikamentenfläschchen entnehmen?

CODAN bietet Ihnen eine sichere, einfache und nadelfreie Lösung für die Rekonstitution und Entnahme von Medikamenten an.



Weitere Informationen zu den CODAN MicroSpikes finden Sie in unserer Produktinformation 94.6026, in unserem Protokoll 94.6113 und in unserer CODAN Spikes Broschüre.

Die CODAN MicroSpikes, ein kompaktes und nadelfreies System für die Zubereitung und Entnahme von Medikamenten, wurden speziell für die Verwendung mit sehr kleinen Medikamentenfläschchen entwickelt.

Ein integrierter, hydrophober 0,2 µm Luftfilter garantiert eine sterile Be- und Entlüftung und hält Aerosole während der Zubereitung zuverlässig zurück.

### Eindeutige Vorteile

- Einfacher Druckausgleich durch sterile Belüftung
- Nadelfreies System verhindert Nadelstichverletzungen während der Zubereitung und Entnahme
- Vollständige Entnahme des Medikaments aus kleinen Fläschchen ohne Restvolumen möglich



# CODAN Weltweit



CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Einmal-Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

## CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland  
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland  
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal  
CODAN 11, S.A. · Portugal  
CODAN US Corporation · California · USA  
CODAN Inc. · California · USA  
CODAN NORGE AS · Norge  
CODAN TRIPLUS AB · Sverige  
CODAN Limited · Great Britain  
CODAN FRANCE Sarl · France  
CODAN Medical AG · Schweiz  
CODAN ARGUS AG · Schweiz  
CODAN BV · Nederland  
CODAN s.r.l. · Italia  
CODAN Medical GmbH · Österreich  
CODAN Medical ApS · Danmark  
CODAN DEHA ApS · Danmark

### CODAN Produktpalette

- Infusionsgeräte
- Transfusionsgeräte
- Verlängerungen und Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter und Filtersysteme
- Neonatologie/Pädiatrie Produkte
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmesssysteme
- Infusionspumpen
- Weitere CODAN Produkte

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit der Norm EN ISO 13485 und der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG wurde von den jeweils zuständigen Notified Bodies zertifiziert:

**TÜV SÜD Product Service GmbH**

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG  
CODAN pvb Critical Care GmbH  
CODAN US Corporation  
CODAN ARGUS AG

**Presafe Denmark A/S**

CODAN Medical ApS

### Hersteller

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG  
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany  
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14  
[www.codancompanies.com](http://www.codancompanies.com)



**Die entscheidende Verbindung**