



CODAN MicroSpikes



Préparation sécurisée  
et prélèvement complet  
dans les petits flacons de  
médicament



# CODAN MicroSpikes



## Manipulation optimisée

Vous souhaitez prélever le maximum de doses dans le flacon médicamenteux avec une manipulation la plus simple possible?

CODAN vous propose une solution sécurisée, simple et sans aiguille pour la reconstitution et le prélèvement des médicaments.



Pour plus d'informations sur les CODAN MicroSpikes, consultez nos informations produit 94.6026, notre protocole 94.6113 et notre brochure CODAN Spikes.

Les MicroSpikes CODAN, spécialement conçus pour une utilisation sur de très petits flacons de médicaments, sont un système compact et sécurisé sans aiguille pour la reconstitution et le retrait des médicaments.

Un filtre à air hydrophobe de 0,2  $\mu\text{m}$  intégré garantit une aération et une ventilation stérile et retient de manière fiable les aérosols pendant la préparation.

### Des avantages évidents

- Equilibre des pressions avec aération stérile
- Système sans aiguille empêchant les blessures par piqûre d'aiguille pendant la préparation et le retrait
- Prélèvement complet du médicament des petits flacons sans volume résiduel



# CODAN dans le monde entier



CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

## CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland  
CODAN 11, S.A. · Portugal  
CODAN US Corporation · California · USA  
CODAN Inc. · California · USA  
CODAN NORGE AS · Norge  
CODAN TRIPLUS AB · Sverige  
CODAN Limited · Great Britain  
CODAN FRANCE Sarl · France  
CODAN Medical AG · Schweiz  
CODAN ARGUS AG · Schweiz  
CODAN BV · Nederland  
CODAN s.r.l. · Italia  
CODAN Medical GmbH · Österreich  
CODAN Medical ApS · Danmark  
CODAN DEHA ApS · Danmark  
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

### La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/ pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- Sets spécifiques

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les dispositions de la norme EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et compétents:

**TÜV SÜD Product Service GmbH**

CODAN Medizinische Geräte GmbH  
CODAN pvb Critical Care GmbH  
CODAN US Corporation  
CODAN ARGUS AG

**Presafe Denmark A/S**

CODAN Medical ApS

### Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH  
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany  
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14  
codan@codan.de · www.codancompanies.com



**The decisive connection**