



CODAN MicroSpikes



Preparazione sicura e  
prelievo completo da  
flaconcini di piccole  
dimensioni



# CODAN MicroSpikes



## Manipolazione ottimizzata

Volete ottenere il massimo delle dosi dalla fiala del farmaco nella maniera più semplice possibile?

CODAN offre una soluzione sicura, semplice e senz'ago per la ricostituzione e il prelievo del farmaco.



Per informazioni ulteriori sui MicroSpike CODAN, vedere l'informazione prodotto 94.6026, il nostro protocollo 94.6113 e la brochure CODAN Spikes.

I MicroSpike CODAN, sviluppati appositamente per l'uso con flaconcini di piccole dimensioni, sono un sistema senz'ago compatto e sicuro per la preparazione e il prelievo del farmaco.

Un filtro aria integrato e idrofobico da 0,2  $\mu\text{m}$  garantisce una ventilazione ed un'aerazione sterili, trattenendo in modo sicuro gli aerosol durante la preparazione.

### Chiari vantaggi

- Equalizzazione della pressione con aerazione sterile
- Sistema senz'ago che previene punture accidentali durante la preparazione e il prelievo
- Prelievo completo e senza residui del farmaco da flaconcini di piccole dimensioni



# CODAN nel mondo



CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

## CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland  
CODAN 11, S.A. · Portugal  
CODAN US Corporation · California · USA  
CODAN Inc. · California · USA  
CODAN NORGE AS · Norge  
CODAN TRIPLUS AB · Sverige  
CODAN Limited · Great Britain  
CODAN FRANCE Sarl · France  
CODAN Medical AG · Schweiz  
CODAN ARGUS AG · Schweiz  
CODAN BV · Nederland  
CODAN s.r.l. · Italia  
CODAN Medical GmbH · Österreich  
CODAN Medical ApS · Danmark  
CODAN DEHA ApS · Danmark  
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

### CODAN Le linee dei prodotti

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Prolunghe e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per uso neonatale e pediatrico
- Set di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Siringhe monouso
- Sistemi invasivi di monitoraggio della pressione sanguigna
- Pompe da infusione
- Altri prodotti CODAN

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

**TÜV SÜD Product Service GmbH**

CODAN Medizinische Geräte GmbH  
CODAN pvb Critical Care GmbH  
CODAN US Corporation  
CODAN ARGUS AG

**Presafe Denmark A/S**

CODAN Medical ApS

### Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH  
Stig Husted-Andersen Straße 11 · 23738 Lensahn, Germany  
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14  
codan@codan.de · www.codancompanies.com



**CODAN**

**The decisive connection**