

CODAN

Hyperbare Pumpen

Geprüfte Sicherheit für Ihre
Hyperbartherapien

The decisive connection



CODAN

Hyperbare Pumpen

Hyperbarmedizin

Umgebungen mit hohem Druck

Die hyperbaren Pumpen von arcomed sind für den sicheren Betrieb unter sauerstoffreichen und Hochdruckbedingungen ausgelegt und getestet und für den Einsatz in Überdruckkammern zugelassen.

Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine ohne Batterie, die bei bis zu 12 ATAS betrieben werden kann, und eine mit einer Pufferbatterie, die bei bis zu 4 ATAS betrieben werden kann.

Neben hochpräzisen Standard-Infusionstherapien sind sie in der Lage, fortschrittliche Therapien wie TCI und PCA durchzuführen, was eine hervorragende Bandbreite an klinischen Optionen bietet.

Chroma μ SP6000 und Chroma μ VP7000

Fortschrittliche Therapien

- PCA
- TCI
- Berechnung der Medikamentendosis
- Auf-/Abdosierung

Es sind sowohl Spritzen- als auch großvolumige hyperbare Pumpen erhältlich, die unabhängig geprüft und für den Einsatz in Überdruckkammern zugelassen sind.





Maßgeschneiderte Lösungen &
eine starke Partnerschaft

Entwicklung fortschrittlicher Infusionssysteme



Hergestellt in der Schweiz



Innovative Lösung



Umweltbewusstsein



Patientensicherheit

Einzigartig kombinierte Spezifikationen

- Großer Farb-Touchscreen
- Schnellzugriffssymbole für eine intuitive und schnelle Bedienung
- Farbcodierte Medikamentenbeschriftung verbessert die Medikamentenerkennung und erhöht die Patientensicherheit
- PCA-Handgerät (Pumpen mit PCA-Option)
- Medikamentenbibliothek mit Dosierungsgrenzen
- Batterie-Notstromversorgung für den Patiententransport (Option 4 ATAS mit Batterie)
- 12-V-Gleichstromversorgung für den Betrieb innerhalb der Kammer
- Bürstenlose Motoren, um das Risiko von Funkenbildung auszuschließen



CODAN weltweit

CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

CODAN Produktpalette

- Infusionssets
- Transfusionssets
- Verlängerungen & Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter & Filtersysteme
- Produkte für die Neonatologie und Pädiatrie
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Produkte für Urologie und Gynäkologie
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmessung
- Infusionstechnologie-Lösungen
- Volumetrische Infusionspumpen & Spritzenpumpen
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN TI, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit den Vorschriften der Norm EN ISO 13485, der europäischen Richtlinie 93/42/EWG und/oder der Verordnung (EU) 2017/745 wurde von den jeweils zuständigen benannten Stellen zertifiziert:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Kontakt

Global Sales & Marketing Management
CODAN Companies
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111
customerservice@codancompanies.com
www.codancompanies.com

Hersteller

arcomed AG
Steinackerstrasse 29
CH-8302 Kloten
info@arcomed.com
www.arcomed.com

The decisive connection