

CODAN

Pumpen für die Schmerztherapie

PCA | PCEA | PIEB | PCS

The decisive connection



NEU
Atem-
gesteuert
ArcoAir
erhältlich

CODAN

Schmerztherapie Pumpen

All-in-One concept

ArcoAir PCA Switch

Immer mehr Patienten sind aufgrund eingeschränkter Fingerfertigkeit nicht in der Lage, einen Knopf zu drücken. arcomed ArcoAir bietet hierfür eine Lösung in Form einer atemgesteuerten PCA. Um die Bolusdosis auszulösen, muss der Patient lediglich in das Mund-

stück blasen, woraufhin die programmierte Bolusdosis verabreicht wird. Ein ballonbetätigter Aufsatz für ArcoAir ist ebenfalls erhältlich, der zur Verabreichung von PCA im MRT-Raum (in Verbindung mit MRIShield) verwendet werden kann.



Chroma μ SP6000 PCA

- Großer Farb-Touchscreen
- Kompaktes, leichtes Design mit integrierter Sperre
- Individuelle PCA-Protokolle
- Programmierung für Kinder und nach Körpergewicht
- Stündliche Zusammenfassung erfolgreicher und abgelehnter Anforderungen
- Einsehbare Ereignisprotokolle
- 3 separate Sperrstufen
- Passwortgeschützte Ordner





Maßgeschneiderte Lösungen & eine starke Partnerschaft

Entwicklung fortschrittlicher Infusionssysteme



Hergestellt in der Schweiz



Innovative Lösung



Umweltbewusstsein



Patientensicherheit

Umfassende PCA-Therapien

Abschließbare PCA-Pumpen



- **Spritzenpumpe**
- **Volumetrische Pumpe**

PCA-Therapien

- **Atemgesteuerte PCA mit ArcoAir**
- **PCA im MRT mit ArcoAir und MRIShield**
- **Hyperbare PCA**
- **PCS – patientengesteuerte Sedierung**
- **PIEB – programmierter intermittierender epiduraler Bolus**

PCS

Die patientengesteuerte Sedierung (PCS) kann in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, in denen eine Sedierung erforderlich ist, wie beispielsweise bei der Behandlung von Verbrennungen, bei ambulanten Operationen und bei endoskopischen Eingriffen. Studien zeigen, dass Patienten PCS bevorzugen.



CODAN weltweit

CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

CODAN Produktpalette

- Infusionssets
- Transfusionssets
- Verlängerungen & Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter & Filtersysteme
- Produkte für die Neonatologie und Pädiatrie
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Produkte für Urologie und Gynäkologie
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmessung
- Infusionstechnologie-Lösungen
- Volumetrische Infusionspumpen & Spritzenpumpen
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN TI, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit den Vorschriften der Norm EN ISO 13485, der europäischen Richtlinie 93/42/EWG und/oder der Verordnung (EU) 2017/745 wurde von den jeweils zuständigen benannten Stellen zertifiziert:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Kontakt

Global Sales & Marketing Management
CODAN Companies
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111
customerservice@codancompanies.com
www.codancompanies.com

Hersteller

arcomed AG
Steinackerstrasse 29
CH-8302 Kloten
info@arcomed.com
www.arcomed.com

The decisive connection